

## FM\_99/WB/10

### Masque 3 plis chirurgical avec élastique et à usage unique



#### Caractéristiques :

Composition	Polypropylène non tissé à 3 plis
Couleur	Blanc/Bleu
Largeur	175 mm
Profondeur pliée	95 mm
Profondeur dépliée	170 mm
Barette nasale plastifiée	100 mm
Longueur élastique	190 mm
Efficacité de filtration bactérienne	99%
Normes et réglementations	NM EN 14683*

\* Certifié par IMANOR sous le N°IMANOR2021CP005.08

#### Colisage :

Unité de vente	Boite de 10 Masques individuellement enveloppé chacun
Emballage	Film thermosoudable
Nombre UV/ carton	100
Dimensions palette	80 x 120 x 190 cm
Nombre cartons / palette	16 cartons =1600 Boites x10

#### Conditions de stockage :

A stocker dans un endroit sec et non ensoleillé. DLUO : 5 ans

#### Mode d'emploi :

##### Comment mettre son masque



1 Bien se laver les mains



2 Mettre les élastiques derrière les oreilles



3 Pincer le bord rigide au niveau du nez, s'il y en a un, abaisser le masque en dessous du menton et ne plus le toucher

##### Comment retirer son masque



1 Se laver les mains et enlever le masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques



2 Après utilisation, le mettre dans un sac plastique et le jeter



3 Bien se laver les mains à nouveau

**BIO & ECO SOLUTIONS (SARL)**

Lot 76, Parc Industriel CFCIM SOGEPOS, 27182 Ouled Saleh, Morocco  
Tél.: +212 5 22 23 81 52 / +212 8 08 58 99 80; Fax : +212 8 08 58 99 80  
e-mail : [contact@bio-eco-solutions.ma](mailto:contact@bio-eco-solutions.ma)